


Pipetas monocanal Transferpette® S, volumen variable, Starter-kits
BRAND GMBH + CO.KG
Pipetas monocanal Transferpette® S, volumen variable, Starter-kits

La Transferpette® S está disponible con volumen fijo o variable. Las bajas fuerzas de accionamiento y la carrera corta garantizan un pipeteado relajado, incluso en series de pipeteado largas.

- Manejo con una sola mano para usuarios diestros y zurdos
- Protección contra el cambio de volumen
- Tecnología Easy Calibration: Calibración sin herramientas
- Cono de puntas universal
- Completamente autoclavable a 121 °C
- Código de color en la rueda de ajuste de volumen, el eje y la protección de cambio de volumen
- Marcado DE-M

Kit de inicio micro: 3 pipetas (0,1 - 2,5 µl, 0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl), 3 cajas de puntas de pipeta TipBox (2 x 0,5 - 20 µl, 2 - 200 µl), 3 soportes de estantería

Kit de inicio estándar: 3 pipetas (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 100 - 1000 µl), 3 cajas de puntas de pipeta TipBox (0,5 - 20 µl, 2 - 200 µl, 50 - 1000 µl), 3 soportes de estantería

Kit de inicio midi: 3 pipetas (2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), 3 cajas de puntas de pipeta TipBox (2 x 2 - 200 µl, 50 - 1000 µl), 3 soportes de estantería

Kit de inicio macro: 3 pipetas (100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl, 1000 - 10000 µl), 3 cajas de puntas de pipeta TipBox (50 - 1000 µl, 0,5 - 5 ml, 1 - 10 ml), 3 soportes de estantería

Paquete de pipetas 1: 5 pipetas (0,1 - 2,5 µl, 0,5 - 10 µl, 2 - 20 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl), 3x cajas de puntas de pipeta TipBox (0,5 - 20 µl, 2 - 200 µl, 50 - 1000 µl), soporte de mesa para 6 pipetas

Paquete de pipetas 2: 5 pipetas (0,5 - 10 µl, 10 - 100 µl, 20 - 200 µl, 100 - 1000 µl, 500 - 5000 µl), 4 cajas de puntas de pipetas TipBox (0,5 - 20 µl, 2 - 200 µl, 50 - 1000 µl, 0,5 - 5 ml), soporte de mesa para 6 pipetas



Code	Description	Packaging
LLG09280161	Transferpette® S Starter-Kit Midi	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

