

**Cucharas PharmaScoop, acero inoxidable V4A****Bürkle GmbH****Cucharas PharmaScoop, acero inoxidable V4A**

Para la toma de muestras de polvos y granulados en la industria farmacéutica.

- Superficie muy pulida
- Producción sin juntas
- Autoclavables
- Aptas para la alimentación
- Conformidad con GMP



Code	Description	Packaging
LLG06226226	Scoop 0.01 ltr., 44 mm type PharmaScoop,	1 pz.
LLG06226227	Scoop 0.10 ltr., 100 mm type PharmaScoop	1 pz.
LLG06226228	Scoop 0,75 ltr., 215 mm type PharmaScoop	1 pz.
LLG06226229	Scoop 1.10 ltr., 235 mm type PharmaScoop	1 pz.
LLG07622382	Scoop 0.05 ltr., 70 mm type PharmaScoop,	1 pz.
LLG07636598	Scoop 2,5 ltr., 215 mm type PharmaScoop,	1 pz.
LLG07900429	Scoop 1.70 ltr., 230 mm type PharmaScoop	1 pz.
LLG07900430	Scoop 1.20 ltr., 195 mm type PharmaScoop	1 pz.
LLG07911019	Scoop 500 ml., 140 mm type PharmaScoop,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

