

**Cuchara dosificadora desechable, PS**

Bürkle GmbH

Cuchara dosificadora desechable, PS

Blanca. Con las cucharas dosificadoras se pueden medir y dosificar con precisión pequeñas cantidades de polvos, granulados y líquidos. El medio sobrante se limpia en el borde superior de la cuchara para una medición precisa. El volumen está estampado en el mango. Juego de cucharas dosificadoras con 8 cucharas (0,5 / 1,0 / 2,5 / 5,0 / 10 / 15 / 25 y 50 ml)

-Con reborde de limpieza

-Fabricación en sala blanca (sala blanca clase 7)

-Apta para alimentos



Code	Description	Packaging
LLG04670772	Dosage spoon 0.5 ml, PS, white, sterile	100 pz.
LLG04670774	Dosage spoon 1.0 ml, PS, white, sterile	100 pz.
LLG04670776	Dosage spoon 2.5 ml, PS, white, sterile	100 pz.
LLG04670778	Dosage spoon 5.0 ml, PS, white, sterile	100 pz.
LLG04670780	Dosage spoon 10 ml, PS, white, sterile p	100 pz.
LLG04670782	Dosage spoon 15 ml, PS, white, sterile p	100 pz.
LLG04670784	Dosage spoon 25 ml, PS, white, sterile p	100 pz.
LLG04670786	Dosage spoon 50 ml, PS, white, sterile p	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

