



Guantes de seguridad, protección térmica hasta +500°C

Jutec

Guantes de seguridad, protección térmica hasta +500°C

- Guantes de 5 dedos
 - Protección frente al contacto con el calor durante poco tiempo hasta una temperatura de 500°C
 - Fabricados a base de tejido de aramida con aislamiento especial
 - Utilizable por ambos lados
 - Resistente a la abrasión
 - 1 par por paquete
- Longitud: 400mm
EN: 388,407



Code	Description	Packaging
LLG09006893	5 finger glove H115B140up to 500°C, ara	1 coppia



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

