



Guantes de seguridad, protección térmica hasta +500°C

Jutec

**Guantes de seguridad, protección térmica hasta +500°C**

- Guantes de 5 dedos
  - Protección frente al contacto con el calor durante poco tiempo hasta una temperatura de 500°C
  - Fabricados a base de tejido de aramida con aislamiento especial
  - Utilizable por ambos lados
  - Resistente a la abrasión
  - 1 par por paquete
- Longitud: 400mm  
EN: 388,407



Code	Description	Packaging
LLG09006893	5 finger glove H115B140up to 500°C, ara	1 coppia



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

