

**Manoplas de seguridad, protección hasta +500°C****Jutec****Manoplas de seguridad, protección hasta +500°C**

- Manoplas
- Contacto térmico rápido hasta 900°C
- A base de tejido de aramida con aislamiento especial
- Utilizable por ambos lados
- Resistente a la abrasión

Longitud: 400 mm

EN: 388,407



Code	Description	Packaging
LLG09006892	Fist glove H111B140up to 500°C, aramid	1 coppia



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

