

**Recipientes para muestras LLG, PS, con tapa metálica, estériles****Recipientes para muestras LLG, PS, con tapa metálica, estériles**

Ideales para recoger y almacenar muestras. Fabricados a base de poliestireno virgen. Todos los materiales son no-citotóxicos. La tapa metálica con forro de PVC inerte garantiza un sellado a prueba de fugas.



Code	Description	Packaging
LLG06261958	LLG-Sample container 60ml, PS,with m/60	60 pz
LLG06261959	LLG-Sample container 100ml, PS,with /40	40 pz
LLG06261960	LLG-Sample container 250ml, PS,with /25	25 pz
LLG09070321	LLG-Sample container 60ml, PS,with /300	300 pz
LLG09070322	LLG-Sample container 100ml, PS,with/200	200 pz
LLG09070323	LLG-Sample container 250ml, PS,with /50	50 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

