

**Mini Refrigerador Cryo-Safe****Bel-Art Products****Mini Refrigerador Cryo-Safe™**

Para proteger las muestras en la mesa del laboratorio, en el transporte o en los congeladores con descongelación automática y temperaturas oscilantes. De policarbonato. Las paredes están recubiertas de un gel refrigerante no tóxico que no se encuentra en contacto con los tubos, de manera que las etiquetas y los rótulos no resultan dañados.

- La tapa de policarbonato indexada y transparente (9.401 090, 9.401 091, 9.401 092) o rellena de gel (9.401 093, 9.401 094) muestra la ubicación del tubo y coincide con las ubicaciones impresas en el refrigerador
 - Con asas laterales moldeadas (9.401 090, 9.401 091) o bien asa de alambre para un transporte fácil
 - Tamaño compacto, ideal para mesa de laboratorio
 - Los mini refrigeradores se pueden apilar para ahorrar espacio y maximizar el volumen del congelador
 - Pies antideslizantes
 - Material fácil de limpiar
- Almacenar a -20°C durante 24 horas antes de su uso para cajas Cryo-Safe a -15°C
Almacenar a -20°C durante unas horas hasta que la temperatura del refrigerador sea inferior a 0°C para cajas Cryo-Safe a 0°C



Code	Description	Packaging
LLG09401090	BEL-ART-Mini Cooler Cryo-Safe0°C, for 0	1 pz.
LLG09401091	BEL-ART-Mini Cooler Cryo-Safe0°C, for 0	1 pz.
LLG09401092	BEL-ART-Junior Cooler Cryo-Safe0°C, for	1 pz.
LLG09401093	BEL-ART-Maxi Cooler Cryo-Safe0°C, for 0	1 pz.
LLG09401094	BEL-ART-Maxi Cooler Cryo-Safe0°C, for 0	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

