

**Tubos para cultivo, Pyrex<sup>®</sup>, con tapas de PTFE****Scilabware****Tubos para cultivo, Pyrex<sup>®</sup>, con tapas de PTFE**

- Ideal para el cultivo celular.
- De vidrio de borosilicato Pyrex
- Elevada resistencia al agua que reduce el macerado del vidrio
- Tapón de rosca de plástico con goma revestida de PTFE inerte
- Tapa adecuada para tratamiento reiterado con calor seco y ciclos de esterilización por vapor (121°C durante 2 horas)



Code	Description	Packaging
LLG06226022	Culture tubes 9 ml, Pyrex14x100 mm, /40	40 pz.
LLG06226619	Culture tubes 29 ml, Pyrex18x180 mm,/40	40 pz.
LLG06226949	Culture tubes 12 ml, Pyrex16x100 mm,/40	40 pz.
LLG06226950	Culture tubes 27 ml, Pyrex26x100 mm,/40	40 pz.
LLG06228145	Culture tubes 54 ml26x200 mm, screw /40	40 pz.
LLG06231721	Culture tubes 40 ml, Pyrex20x200 mm,/40	40 pz.
LLG06236081	Culture tubes 20 ml, Pyrex20x100 mm,/40	40 pz.
LLG06253139	Cultur tubes 50 ml, Pyrex22x200 mm, /40	40 pz.
LLG06253961	Culture tubes 20 ml, Pyrex16x160 mm,/40	40 pz.
LLG06254027	Culture tubes 15 ml, Pyrex®16x125 mm/40	40 pz.
LLG06258472	Culture tubes 15 ml, Pyrex18x100 mm,/40	40 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

