

**Sistema de sensores DBO**

Sistemas de medición para la determinación fiable de DBO de 90 a 999 ppm.

Completo con cabezales sensores y agitador magnético multiposición.

-Las cabezas sensoras se atornillan directamente a los frascos de DBO

-Almacenamiento automático de 5 resultados en intervalos de 24 horas

-Los valores medidos en mg/l (ppm) se pueden leer directamente en el sensor en cualquier momento.

-Protección contra salpicaduras de agua (IP 54)

**Material de suministro sistema de sensores DBO 6:** agitador magnético de 6 posiciones, cada uno con 6 sensores DBO incl. baterías, botellas de vidrio marrón de 500 ml, depósitos de KOH y varillas agitadoras magnéticas

**Material de suministro sistema de sensores DBO 10:** agitador magnético de 10 posiciones, cada uno con 10 sensores DBO incl. baterías, botellas de vidrio marrón de 500 ml, depósitos de KOH y varillas agitadoras magnéticas

**Especificaciones**

**Rango DBO: 90 ... 999 ppm**

**Pantalla: LED (3 dígitos)**

**Grado de protección: IP 54**



Code	Description	Packaging
LLG04666790	B.O.D. Sensor	1 pz.
LLG04666791	B.O.D. Sensor Set	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

