

**Hidrómetros, plásticos de alta calidad, PC****Ludwig Schneider****Hidrómetros, plásticos de alta calidad, PC**

Hidrómetros de plástico de alta calidad (policarbonato).

- Protección contra rotura (sin rotura de cristales)
- Totalmente fabricados en policarbonato resistente (PC)
- Alta transparencia (como el vidrio), escalas de fácil lecturas
- Alta precisión y reproducibilidad
- Adecuados para aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, así como en muchas otras
- Unidades de medida: gravedad específica, densidad, Oechsle, % masa, Brix, saturación, ° Baumé, etc.
- Hechos en Alemania
- Certificado de fábrica disponible a petición (opcional)
- Seguridad alimentaria según HACCP



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09236841 | Specific gravity hydrometer 1.200-1.420 | 1 pz. |
| LLG09236842 | Specific gravity hydrometer 1.400-1.620 | 1 pz. |
| LLG09236843 | Salt brine hydrometer 0-100:1%300 mm, P | 1 pz. |
| LLG09236844 | Hydrometer acc.Baumé 0-12:0.2250 mm, PC | 1 pz. |
| LLG09236845 | Hydrometer acc.Baumé 9-21:0.2250 mm, PC | 1 pz. |
| LLG09236846 | Hydrometer acc.Baumé 19-31:0.2250 mm, P | 1 pz. |
| LLG09236847 | Sodium chloride hydrometer 0-26:0.2%300 | 1 pz. |
| LLG09236848 | Hydrometer 0-35:0.5%Brix-Sugar-Scale, 3 | 1 pz. |
| LLG09236849 | Hydrometer 0-50:0.5%Brix-Sugar-Scale, 3 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

