

**Hidrómetros, plásticos de alta calidad, PC**

Ludwig Schneider

Hidrómetros, plásticos de alta calidad, PC

Hidrómetros de plástico de alta calidad (policarbonato).

- Protección contra rotura (sin rotura de cristales)
- Totalmente fabricados en policarbonato resistente (PC)
- Alta transparencia (como el vidrio), escalas de fácil lecturas
- Alta precisión y reproducibilidad
- Adecuados para aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, así como en muchas otras
- Unidades de medida: gravedad específica, densidad, Oechsle, % masa, Brix, saturación, ° Baumé, etc.
- Hechos en Alemania
- Certificado de fábrica disponible a petición (opcional)
- Seguridad alimentaria según HACCP



Code	Description	Packaging
LLG09236841	Specific gravity hydrometer 1.200-1.420	1 pz.
LLG09236842	Specific gravity hydrometer 1.400-1.620	1 pz.
LLG09236843	Salt brine hydrometer 0-100:1%300 mm, P	1 pz.
LLG09236844	Hydrometer acc.Baumé 0-12:0.2250 mm, PC	1 pz.
LLG09236845	Hydrometer acc.Baumé 9-21:0.2250 mm, PC	1 pz.
LLG09236846	Hydrometer acc.Baumé 19-31:0.2250 mm, P	1 pz.
LLG09236847	Sodium chloride hydrometer 0-26:0.2%300	1 pz.
LLG09236848	Hydrometer 0-35:0.5%Brix-Sugar-Scale, 3	1 pz.
LLG09236849	Hydrometer 0-50:0.5%Brix-Sugar-Scale, 3	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

