



Cajas de cartón criogénicas, 145x145 y divisiones

Heathrow Scientific

### Cajas de cartón criogénicas, 145x145 y divisiones

Para el almacenamiento de grandes muestras y tubos de 15 y 50 ml. Una caja almacena con seguridad tubos de 15 y 50 ml en congeladores mecánicos o LN2. Elige de las dos divisiones según el tamaño de tus tubos. Color blanco.



Code	Description	Packaging
LLG06254570	Box cryogénique en carton, 145x145 avec	1 pz
LLG06254571	Grid divider 4x4 for 50ml tubes	1 pz.
LLG06254572	Box cryogénique en carton, 145x145 avec	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

