

**Calibrador Vernier, digital****Bochem****Calibrador Vernier, digital**

Acero inoxidable, con pantalla LCD de 5 dígitos. Precisión $\pm 0,03\text{mm}$, resolución $0,01\text{mm}$.
Conmutable entre métrico/imperial. Batería de litio de 3V CR2032 no incluida.



Code	Description	Packaging
LLG09204610	Vernier caliper gange,digital,stainless	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

