

**Vaso de precipitados, forma baja, modelo pesado, Pyrex[®]****Scilabware****Vaso de precipitados, forma baja, modelo pesado, Pyrex[®]**

- Vasos de precipitados más estables que los estándar
- Para un periodo de vida más largo y una elevada seguridad del usuario
- Rebordes y pico reforzados, para evitar roturas en el proceso de lavado
- Grosor de pared elevada y base más gruesa
- De vidrio de borosilicato Pyrex
- Zona de graduación y rotulación en blanco



Code	Description	Packaging
LLG06230404	Heavy duty beaker 250 mlpack of 12/12	12 pz.
LLG06230405	Heavy duty beaker 400 mlpack of 12/12	12 pz.
LLG06235736	Heavy duty beaker 600 mlpack of 6/6	6 pz.
LLG06252670	Heavy Duty beaker 1000mlPyrex, 108x15/6	6 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

