

**Vaso de precipitados, forma alta, Pyrex<sup>®</sup>****Scilabware****Vaso de precipitados, forma alta, Pyrex<sup>®</sup>**

- Conforme a ISO 3819 y DIN 12331
- De vidrio de borosilicato Pyrex<sup>®</sup>
- Forma alta con pico
- Zona para la graduación y rotulación en blanco
- Impreso con código de seguimiento para descargar el certificado de lote
- Certificado de lote disponible para descargar desde [www.scilabware.com](http://www.scilabware.com)



Code	Description	Packaging
LLG06205753	Beakers, tall form, Pyrex 600 ml	10 pz.
LLG06251689	Beaker 400 ml, t.f.Pyrex® borosilica/10	10 pz.
LLG06254003	Beaker 10 ml, t.f.Pyrex® borosilicat/10	10 pz.
LLG06254389	Beaker 150 ml, t.f.Pyrex® borosilica/10	10 pz.
LLG09014006	Beaker 250 ml, t.f.Pyrex® borosilica/10	10 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

