

**Matraz Erlenmeyer, Pyrex[®], cuello estrecho****Scilabware****Matraz Erlenmeyer, Pyrex[®], cuello estrecho**

- Conforme a ISO 1773 y DIN 12353
- Fabricado en vidrio borosilicato de Pyrex[®] para una mayor resistencia al choque térmico y a la corrosión química
- Con graduación y reborde
- Impreso con código de seguimiento para descargar el certificado de lote
- Certificado de lote disponible para descargar desde www.scilabware.com



Code	Description	Packaging
LLG06253751	Erlenmeyer flask 250 mlnarrow neck, /10	10 pz.
LLG06253785	Erlenmeyer flask 100 mlnarrow neck, /10	10 pz.
LLG07656279	Erlenmeyer flask 1000 mlnarrow neck,/10	10 pz.
LLG09014030	Erlenmeyer flask 50mlnarrow neck, Py/10	10 pz.
LLG09014031	Erlenmeyer flask 500mlnarrow neck Py/10	10 pz.
LLG09014032	Erlenmeyer flask 2000mlnarrow neck, /10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

