



Matraces Erlenmeyer, boca ancha, PMP, GL 45, con tapón roscado rojo, PP

VITLAB GmbH

Matraces Erlenmeyer, boca ancha, PMP, GL 45, con tapón roscado rojo, PP

Transparentes. Ideales para su uso como recipiente modelo para la titulación y para el almacenamiento y cultivo de cultivos celulares. Aptos para microondas. Limpieza hasta el máximo. Se recomienda un ángulo de 60° para proteger la impresión.



Code	Description	Packaging
LLG09140997	Erlenmeyer flask 250 ml, PMP GL 45, with	



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

