


**Cajas de almacenamiento criogénico Transformer Cube, PP****Heathrow Scientific****Cajas de almacenamiento criogénico Transformer™ Cube, PP**

Para el almacenamiento de tubos de 15 ó 50 ml. Piezas divisorias seguras, intercambiables para 16 tubos de 15 ml y 9 tubos de 50 ml con cavidades generosas para un almacenamiento estable y correcto de los tubos. Tapa transparente con numeración de las piezas para una identificación rápida de las muestras. La caja puede aprovecharse sin la pieza divisoria como recipiente para el hielo. Para temperaturas de -80 hasta 121 °C. Esterilizable en autoclave. Dimensiones: 125 x 125 x 129 mm. Color: violeta con tapa transparente.



Code	Description	Packaging
LLG06243251	Tube storage box Transformer Cube with	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

