

**Tijeras universales, acero inoxidable, pulido, mango de plástico****Werner Dorsch****Tijeras universales, acero inoxidable, pulido, mango de plástico**

Serie de tijeras universales a base de acero inoxidable, pulido. Con corte afilado de cuchilla y funcionamiento simple. Mango negro para mano derecha a base de plástico (pp) con pieza blanda color rojo.

Suministro de carta de prueba SB. Color: negro/rojo

- acero inoxidable, pulido
- mango especial para cortes precisos
- mango ergonómico



Code	Description	Packaging
LLG09160651	Universal scissor 140mm	1 pz
LLG09160652	Universal scissor 160mm, acute	1 pz
LLG09160653	Universal scissor 210mm	1 pz
LLG09160654	Universal scissor 255mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

