

**Unichiller®(torre) con máquina refrigerante enfriada por aire****Huber****Unichiller®(torre) con máquina refrigerante enfriada por aire**

Muchas aplicaciones dependen de una fuente fiable de refrigeración. Los refrigeradores de circulación de la gama Unichiller ofrecen una solución ideal para la refrigeración económica y respetuosa con el medio ambiente en el laboratorio y la industria. Hay más de 50 modelos refrigerados por aire y agua para elegir, con potencias de refrigeración de 0,3 a 50 kW. La gestión eficiente de la energía en todas las enfriadoras Huber garantiza bajos costos de operación y un menor uso de agua dulce de gran valor. Los refrigeradores circulantes Huber son una solución que ahorra recursos con un rápido retorno de la inversión.

Opciones a petición: calefacción, refrigerante natural, aplicaciones abiertas al exterior, opción de invierno, configuración exterior.



Code	Description	Packaging
LLG09859302	Chiller Unichiller 020Ttemp.-range: -20	1 pz.
LLG09859304	Chiller Unichiller 040Ttemp.-range: -10	1 pz.
LLG09859305	Chiller Unichiller 045Ttemp.-range: -20	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

