

Unichiller[®] (torre) con máquina refrigerante enfriada por agua

Huber

Unichiller[®] (torre) con máquina refrigerante enfriada por agua

Muchas aplicaciones dependen de una fuente fiable de refrigeración. Los refrigeradores de circulación de la gama Unichiller ofrecen una solución ideal para la refrigeración económica y respetuosa con el medio ambiente en el laboratorio y la industria. Hay más de 50 modelos refrigerados por aire y agua para elegir, con potencias de refrigeración de 0,3 a 50 kW. La gestión eficiente de la energía en todas las enfriadoras Huber garantiza bajos costos de operación y un menor uso de agua dulce de gran valor. Los refrigeradores circulantes Huber son una solución que ahorra recursos con un rápido retorno de la inversión.

Opciones a petición: calefacción, refrigerante natural, aplicaciones abiertas al exterior, opción de invierno, configuración exterior.



Code	Description	Packaging
LLG09859318	Chiller Unichiller 020Tw temp.-range: -	1 pz.
LLG09859320	Chiller Unichiller 030Tw temp.-range: -	1 pz.
LLG09859321	Chiller Unichiller 040Tw temp.-range: -	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

