

**Unichiller<sup>®</sup> (torre) con máquina refrigerante enfriada por agua****Huber****Unichiller<sup>®</sup> (torre) con máquina refrigerante enfriada por agua**

Muchas aplicaciones dependen de una fuente fiable de refrigeración. Los refrigeradores de circulación de la gama Unichiller ofrecen una solución ideal para la refrigeración económica y respetuosa con el medio ambiente en el laboratorio y la industria. Hay más de 50 modelos refrigerados por aire y agua para elegir, con potencias de refrigeración de 0,3 a 50 kW. La gestión eficiente de la energía en todas las enfriadoras Huber garantiza bajos costos de operación y un menor uso de agua dulce de gran valor. Los refrigeradores circulantes Huber son una solución que ahorra recursos con un rápido retorno de la inversión.

Opciones a petición: calefacción, refrigerante natural, aplicaciones abiertas al exterior, opción de invierno, configuración exterior.



Code	Description	Packaging
LLG09859318	Chiller Unichiller 020Tw temp.-range: -	1 pz.
LLG09859320	Chiller Unichiller 030Tw temp.-range: -	1 pz.
LLG09859321	Chiller Unichiller 040Tw temp.-range: -	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

