

**Máscaras de protección respiratoria Komfort-Program Serie 8300, mascarillas moldeadas**

Las máscaras autofiltrantes de partículas especialmente cómodas y de gran rendimiento.

Las máscaras de partículas del programa 3M™ Komfort son realmente una dimensión nueva en lo que se refiere a la comodidad. Estas máscaras de la serie 8300 se caracterizan por una comodidad adicional ya que su acolchado blando las hace especialmente cómodas. La máscara protectora de la serie 8300 se comercializa en tres tipos de protección y puede ir o no equipada con la válvula respiratoria. Ofrece por tanto una protección segura para todas las exigencias

- Cinta de tejido
- arco nasal en forma de M
- cuerpo de la máscara estable
- válvula respiratoria 3M™ Cool Flow

La máscara protectora respiratoria 3M™ 8833 lleva una "RD" y es por eso que se utiliza para más de un turno.



Code	Description	Packaging
LLG06231388	Particulate matter mask FFP3pack of /10	10 pz.
LLG09005669	Comfort particulate matter mask FFP2/10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

