



## Cubetas W600

### Cubetas W600

Cubetas de vidrio óptico o de vidrio de borosilicato de 3.3, 21 mm x 40 mm, para los modelos Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 y 995. (Nota: PFXi/PFX-195 longitud máxima del recorrido 50 mm).

W600/OG/xx para muestras no calentadas (hasta 40 °C)

W600/B/xx para muestras calentadas (hasta un máximo de 100 °C)

Se pueden obtener más versiones a petición.



Code	Description	Packaging
LLG06086921	Borosilicate glass cell W600/B/33 pat/1	1 pz.
LLG06093322	Optical glass cell W600/OG/33 path le/1	1 PZ
LLG06207119	Optical glass cell W600/OG/50	1 pz
LLG06207120	Optical glass cell W600/OG/10 path le/1	1 pz.
LLG06235055	Optical glass cell W600/OG/100 path l/1	1 pezzo
LLG06241234	Optical glass cell W600/OG/25 path le/1	1 pz.
LLG06241927	Borosilicate glass cell W600/B/10 pat/1	1 pz
LLG06253940	Cuvette W600/B/100 coat thickness 100/1	1 pz
LLG09947341	"Optical glass cell W600/OG/½""path leng	1 pz.
LLG09947342	"Optical glass cell W600/OG/1""path leng	1 pz.
LLG09947343	"Optical glass cell W600/OG/5¼""path len	1 pz.
LLG09947344	Borosilicate glass cell W600/B/1" path l	1 pz
LLG09947345	"Borosilicate glass cell W600/B/5¼"" pa/	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*



