

**Kits LLG 2 en 1 con viales de rosca corta ND9 (abertura ancha)****LLG Labware****Kits LLG 2 en 1 con viales de rosca corta ND9 (abertura ancha)**

Los kits 2 en 1 contienen 100 viales (1,5 ml) y 100 tapones en una caja de PP naranja. Como ambos componentes siempre se requieren al mismo tiempo, los kits 2 en 1 son una forma conveniente de obtener y almacenar todos los elementos necesarios para el análisis. Todas las ventajas de los componentes individuales (embalaje en sala limpia de los viales, posibilidad de volver a cerrar el embalaje, etc.) permanecen inalteradas.

Cualquier otra combinación de vial y cierre disponible como kit 2 en 1.



Code	Description	Packaging
LLG06266871	LLG-2in1 KIT: 1,5ml Short Thread vi/100	100 pz.
LLG07621765	2in1 Kit Vials/100	100 pz.
LLG07970892	LLG-2in1 KIT: 1,5ml Short Thread vi/100	100 pz.
LLG09003560	LLG-2in1 KIT: 1,5ml Short Thread vi/100	100 pz.
LLG09003561	LLG-2in1 KIT: 1,5ml Short Thread vi/100	100 pz.
LLG09003562	LLG-2in1 KIT: 1,5ml Short Thread vi/100	100 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

