

**Kits LLG 2 en 1 con viales de cuello para encapsulado ND11 (abertura ancha)****LLG Labware****Kits LLG 2 en 1 con viales de cuello para encapsulado ND11 (abertura ancha)**

Los kits 2 en 1 contienen 100 viales (1,5 ml) y 100 tapones en una caja de PP naranja. Como ambos componentes siempre se requieren al mismo tiempo, los kits 2 en 1 son una forma conveniente de obtener y almacenar todos los elementos necesarios para el análisis. Todas las ventajas de los componentes individuales (embalaje en sala limpia de los viales, posibilidad de volver a cerrar el embalaje, etc.) permanecen inalteradas.

Cualquier otra combinación de vial y cierre disponible como kit 2 en 1.



Code	Description	Packaging
LLG06257139	LLG-2in1 KIT: 1.5ml Crimp neck vial/100	100 pz.
LLG09003565	LLG-2in1 KIT: 1.5ml crimp neck vial/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

