

**Armarios de seguridad Q-PEGASUS-90 con puertas de alas****asecos****Armarios de seguridad Q-PEGASUS-90 con puertas de alas**

- Almacenamiento seguro y según la normativa de sustancias peligrosas en lugares de trabajo
- Cumple DIN EN 14470, capacidad de resistencia al fuego 90 minutos
- Certificado GS
- Cuerpo exterior de chapa de acero con revestimiento empolvado de la estructura, cuerpo interior con superficie resistente a sustancias químicas, color: cuerpo gris antracita (RAL 7016) , puertas gris claro (RAL 7035), color de las puertas blanco puro (RAL 9010) bajo pedido
- Fácil manejo, con una mano se abren las dos puertas (AGT)
- Dispositivo de bloqueo o fijación en serie que detiene las puertas, almacenamiento seguro de barriles
- Cierre de puertas automático integrado (TSA), que se dispara cada 60 segundos, señal acústica y óptica del cierre de puertas
- Puertas que se cierran con cilindro de perfil (es posible la integración en un sistema de cierre) y visualización del estado de cierre (rojo/verde)
- Manguito o base de transporte integrado con diafragma opcional, extraíble
- Dispositivos de ajuste para compensar irregularidades del suelo
- Conexión de ventilación (NW 75) en la cubierta del armario

Estantes, regulables en altura (incrementos de 32 mm), capacidad de carga de 75 kg (carga distribuida uniformemente), depósito colector inferior con inserto perforado como primer nivel de almacenamiento. Depósito colector de fondo de capacidad: 33 litros (anchura del modelo 1200 mm), 22 litros (anchura del modelo 600 mm)

Material de suministro: Armario de seguridad Q-PEGASUS-90 modelo Q90.195.120.WDAC o Q90.195.060.WDAC incl. equipamiento interior con 3 estantes, depósito colector inferior con inserto perforado

Opcional:

- Sistema de filtro de aire de circulación con control del aire de escape (código 9.840 650)
- Sistema de ventilación con control del aire de escape (código 6.238 986)
- Sistema de ventilación sin control del aire de escape (código 9.840 616)

Otras versiones de armario se encuentran disponibles bajo pedido.

Especificaciones**Dimensiones exteriores (An x L x Alt):****Q90.195.120.WDAC:****Q90.195.060.WDAC:**

1193 x 615 x 1953 mm

599 x 615 x 1953 mm

Dimensiones interiores (An x L x Alt):**Q90.195.120.WDAC:****Q90.195.060.WDAC:**

1050 x 522 x 1647 mm

450 x 522 x 1647 mm

Dmensiones del estante (An x L x Alt):

Q90.195.120.WDAC:

Q90.195.060.WDAC:

1040 x 432 x 30 mm

440 x 432 x 30 mm

Peso:

Q90.195.120.WDAC:

Q90.195.060.WDAC:

434 kg

265 kg

Code	Description	Packaging
LLG09840681	Saftey cabinet PEGASUS Typ 901193 x 615	1 pz.
LLG09840682	Saftey cabinet PEGASUS Typ 90599 x 615	1 pz.
LLG09840699	Plinth panel RAL 7016for 1-door model Q	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09840700	Plinth panel RAL 7016for 2-door model Q	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

