

**Armarios de seguridad S-PHOENIX Vol. 2-90 con puertas abatibles****asecos****Armarios de seguridad S-PHOENIX Vol. 2-90 con puertas abatibles**

- Almacenamiento seguro y según la normativa de sustancias peligrosas en lugares de trabajo
- Cumple DIN EN 14470-1, capacidad de resistencia al fuego 90 minutos
- Certificado por GS
- Cuerpo exterior de chapa de acero en gris claro (RAL 7035) , interior con superficie resistente a productos químicos
- Puertas que se pliegan para ahorrar espacio, se requiere menos espacio frente al armario cuando las puertas están abiertas.
- Fácil manejo, con una mano se abren las dos puertas (AGT)
- Dispositivo de bloqueo o fijación en serie que detiene las puertas, almacenamiento seguro de barriles
- Cierre de puertas automático integrado (TSA), que se dispara cada 60 segundos, señal acústica y óptica del cierre de puertas
- Puertas que se cierran con cilindro de perfil (es posible la integración en un sistema de cierre)
- Dispositivos de ajuste para compensar irregularidades del suelo
- Conexión de ventilación (NW 75) en el techo del armario

Modelo S90.196.120.FDAC y modelo S90.196.060.FDAC con estantes:

Estantes, de altura ajustable (incrementos de 32 mm), capacidad de carga 75 kg (carga distribuida de forma homogénea), bandeja colectora de fondo con o sin inserto perforado como primer nivel de almacenamiento

Volumen de la bandeja colectora: 33 litros (ancho del modelo 1200 mm), 22 litros (ancho del modelo 600 mm)

Modelo S90.196.120.FDAC y modelo S90.196.060.FDAC con cajón:

Gran capacidad de almacenamiento, óptimo para maximizar el espacio de almacenamiento, ideal para almacenar contenedores 5 litros

Anchura del modelo 1200 mm; se cierra automáticamente en caso de fuego, capacidad de carga 60 kg (carga distribuida de forma homogénea), capacidad 30 litros

Anchura del modelo 600 mm; se cierra automáticamente de forma permanente, capacidad de carga 25 kg (carga distribuida de forma homogénea), capacidad 5 litros

Opcional:

Sistema de filtro de aire de circulación con control del aire de escape (código 9.840 650)

Sistema de ventilación con control del aire de escape (código 6.238 986)

Sistema de ventilación sin control del aire de escape (código 9.840 616)

Otras versiones de armario se encuentran disponibles bajo pedido.

Especificaciones

Dimensiones exteriores (An x L x Alt):



S90.196.120.FDAC:
S90.196.060.FDAC:
 1196 x 616 x 1968 mm
 596 x 616 x 1968 mm
 Dimensiones interiores (An x L x Alt):
S90.196.120.FDAC:
S90.196.060.FDAC:
 1050 x 524 x 1742 mm
 450 x 524 x 1742 mm
 Estante (An x L x Alt):
S90.196.120.FDAC:
S90.196.060.FDAC:
 1040 x 432 x 30 mm
 440 x 432 x 30 mm
 Cajón (An x L x Alt):
S90.196.120.FDAC:
S90.196.060.FDAC:
 844 x 488 x 90 mm
 345 x 500 x 50 mm
Peso:
S90.196.120.FDAC:
S90.196.060.FDAC:
 420 kg
 260 kg

Code	Description	Packaging
LLG09840695	Saftey cabinet PEGASUS Typ 901196 x 616	1 pz.
LLG09840696	Saftey cabinet PHOENIX Typ 901196 x 616	1 pz.
LLG09840697	Saftey cabinet PHOENIX Typ 90596 x 616	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09840698	Saftey cabinet PHOENIX Typ 90596 x 616	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

