

**Armarios de almacenamiento de seguridad Q-CLASSIC-30 con puertas de alas**

- Almacenamiento seguro y según la normativa de sustancias peligrosas en lugares de trabajo
- Cumple DIN EN 14470-1, capacidad de resistencia al fuego 90 minutos
- Certificado por GS
- Cuerpo exterior de material ignífugo, placas especiales revestidas de melamina, puerta frontal de lámina de acero con acabado lacado. Color: cuerno gris antracita (similar a RAL7016) , puertas gris claro (RAL 7035), puerta color blanco puro (RAL 9010) disponible bajo pedido
- Fácil manejo: las puertas se detienen en cualquier posición, cierre automático en caso de fuego
- Dispositivo de bloqueo o fijación en serie que detiene las puertas, almacenamiento seguro de barriles
- base de transporte integrada para un transporte fácil
- cubierta de la base extraíble con elementos de ajuste opcionales integrados
- Puertas que se bloquean con bloqueo por cilindros (posible integración en un sistema de bloqueo)
- Conexión de ventilación (NW 75) en la cubierta del armario



Estantes, de altura ajustable (incrementos de 32 mm), capacidad de carga 75 kg (carga distribuida de forma homogénea), bandeja colectora con pieza perforada como primer nivel. Volumen de la bandeja colectora: 33 litros (ancho del modelo 1200 mm), 22 litros (ancho del modelo 600 mm)

Material de suministro: Armario de seguridad Q-CLASSIC-30 modelo Q30.195.116 o Q30.195.056 incl. equipamiento interior con 3 estantes, depósito colector inferior con inserto perforado

Opcional:

Sistema de filtro de aire de circulación con control del aire de escape (código 9.840 650)

Sistema de ventilación con control del aire de escape (código 6.238)



986)

Sistema de ventilación sin control del aire de escape (código 9.840 616)

Otras versiones de armario se encuentran disponibles bajo pedido.

Especificaciones

Dimensiones exteriores (An x L x Alt):

Q30.195.116:

Q30.195.056:

1164 x 620 x 1947 mm

564 x 615 x 1947 mm

Dimensiones interiores (An x L x Alt):

Q30.195.116:

Q30.195.056:

1050 x 519 x 1626 mm

450 x 519 x 1626 mm

Dimensiones del estante (An x L x Alt):

Q30.195.116:

Q30.195.056:

1040 x 432 x 30 mm

440 x 432 x 30 mm

Peso:

Q30.195.116:

Q30.195.056:

240 kg

146 kg

Code	Description	Packaging
LLG09840693	Safety cabinet Q-Classic1164 x 615 x 19	1 pz.
LLG09840694	Safety cabinet Q-Classic564 x 620 x 194	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

