

**Armarios para sustancias químicas CS-CLASSIC con puertas de alas****asecos****Armarios para sustancias químicas CS-CLASSIC con puertas de alas**

- Almacenamiento seguro y según la normativa de sustancias químicas no inflamables y tóxicas en lugares de trabajo
- Construcción robusta y longevidad, a base de chapa de acero con acabado lacado, Color: cuerpo gris antracita (similar a RAL7016) , puertas gris claro (RAL 7035), puerta color blanco puro (RAL 9010) disponible si se solicita
- puertas bloqueables con cilindro de bloqueo (integrado en el mando de giro)
- elementos auxiliares de ajuste integrados para suelo desigual
- reducción de olores dentro del armario con ventilación natural debido a las aberturas de ventilación en la base del armario
- puertas con grandes aberturas de cristal para una visión óptima de las sustancias químicas mientras las puertas están cerradas
- equipo interior de acero galvanizado, estante con bandeja colectora fabricada a base de PE

Estantes, de altura ajustable (incrementos de 25 mm), bandeja colectora con pieza perforada como primer nivel. Capacidad de carga del estante 100 kg (carga distribuida de forma homogénea) (anchura del modelo 1055 mm), 50 kg (anchura del modelo 545 mm). Volumen de la bandeja colectora: 33 litros (ancho del modelo 1105 mm), 22 litros (ancho del modelo 545 mm)

Material de suministro: Armario para productos químicos CS-CLASSIC modelo CS.195.105 o bien CS.195.054 que incluye el equipamiento interior con estantes, una bandeja recolectora con chapa perforada como primer nivel.



Otras versiones de armario se encuentran disponibles si se solicitan

Especificaciones**Dimensiones exteriores (ANxALtxL)****CS.195.105:****CS.195.054:**

1055 x 520 x 1950 mm

545 x 520 x 1950 mm

Dimensiones interiores (AnxAltXL):**CS.195.105:****CS.195.054:**

996 x 496 x 1835 mm

486 x 493 x 1835 mm

Estante (AnxALtxL):**CS.195.105:****CS.195.054:**

993 x 492 x 30 mm

484 x 492 x 30 mm



Peso:
CS.195.105:
CS.195.054:
68 kg
46 kg

Code	Description	Packaging
LLG09840687	Chemical cabinet CS-Classic1055 x 520 x	1 pz.
LLG09840688	Chemical cabinet CS-Classic545 x 520 x	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

