

**Armarios de seguridad S-Classi-90 con puertas abatibles**

asecos

**Armarios de seguridad S-Classi-90 con puertas abatibles**

- Almacenamiento seguro siguiendo las normas de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
- Cumple con la normativa DIN EN 14470-1 con una capacidad de resistencia al fuego de 90 minutos
- Certificado GS
- Cuerpo exterior de chapa de acero en gris claro (RAL 7035), cuerpo interior con superficie resistente a sustancias químicas
- Puertas con cerraduras de cilindro (integración de sistema de bloqueo de las puertas posible)
- Elementos auxiliares que permiten nivelar los armarios de las irregularidades del suelo
- Conexión de ventilación (NW 75) en el techo del armario
- Sistema integrado estándar que mantienen las puertas abiertas facilitando el almacenamiento y la eliminación segura de los reactivos

Estantes, regulables en altura (incrementos de 32 mm), capacidad de carga de 75 kg (carga distribuida uniformemente), depósito colector inferior con inserto perforado como primer nivel de almacenamiento. Depósito colector de fondo de capacidad: 33 litros (anchura del modelo 1200 mm), 22 litros (anchura del modelo 600 mm).



**Material suministrado:** Armario de seguridad S-CLASSIC-90 modelo S90.196.120.WDAS o S90.196.060.WDAS incl. equipamiento interior con 3 estantes, depósito colector inferior con inserto perforado

**Opcional:**

Sistema de filtro de aire de circulación con control del aire de escape (código 9.840 650)

Sistema de ventilación con control del aire de escape (código 6.238 986)

Sistema de ventilación sin control del aire de escape (código 9.840 616)

**Otras versiones de armarios se encuentran disponibles bajo pedido**  
**Especificaciones**



**Dimensiones exteriores (An x L Alt):**

**S90.196.120.WDAS:**

**S90.196.090.WDAS:**

**S90.196.060.WDAS:**

**1196 x 616 x 1968mm**

**896 x 616 x 1968 mm**

**596 x 616 x 1968 mm**

**Dimensiones interiores (An x L Alt):**

**S90.196.120.WDAS:**

**S90.196.090.WDAS:**

**S90.196.060.WDAS:**

**1050 x 524 x 1742mm**

**750 x 524 x 1742 mm**

**450 x 524 x 1742mm**

**Dimensiones del estante (An x L Alt):**

**S90.196.120.WDAS:**

**S90.196.090.WDAS:**

**S90.196.060.WDAS:**

**1040 x 432 x 30mm**

**740 x 432 x 30 mm**

**440 x 432 x 30mm**

**Peso:**

**S90.196.120.WDAS:**

**S90.196.090.WDAS:**

**S90.196.060.WDAS:**

**420 kg**

**310 kg**

**260 kg**

Code	Description	Packaging
LLG09840514	Lower shelf 443x435x30mmsteel plate pla	1 pz.
LLG09840532	Shelve, 1040x432x30mmsheet steel, powde	1 pz.
LLG09840689	Saftey cabinet S-CLASSIC Typ 901196 x 6	1 pz.
LLG09840690	Saftey cabinet S-CLASSIC Typ 90596 x 61	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

