

**Congeladores temperatura ultra baja, serie ULTF, hasta -86 °C****Arctiko****Congeladores temperatura ultra baja, serie ULTF, hasta -86 °C**

La gama ULTF muestra que el congelamiento de alto rendimiento con enfoque en el bajo consumo de energía es el futuro. La gama ha sido actualizada con nuestro avanzado controlador Arctiko que asegura que todas las características de alarma y registro de datos están incluidas como estándar. La gama ULTF se produce con la verdadera y original tecnología de compresor único que asegura el más bajo nivel de ruido disponible.

- Compresor único
- Bajo consumo de energía
- Bajo nivel de ruido
- Baja disipación de calor
- 100% libre de HCFC/CFC
- Tapas interiores
- Las ruedas y la cerradura de la llave
- Ojo de buey preparado para sondas de temperatura externas

Características del controlador

- Gráfico de temperatura
- Controlador de microprocesador con pantalla digital
- Aproximadamente 72 horas de batería de respaldo para las alarmas, registros y visualización de la temperatura en caso de corte de energía
- Alarma visual y acústica
- Alarma ajustable de alta/baja temperatura
- Alarma de fallo de energía, sonda e instrumento,
- Alarma de puerta abierta
- Contacto para la alarma remota
- Preparado para alarma GSM
- Preparado para la conexión de 2 sondas adicionales
- Registrador de datos integrado
- Interfaz RS485/232
- Carga directa del nuevo software a través de una memoria USB
- Descarga directa de los datos registrados en una memoria USB
- Ciclo automático en caso de fallo de la sonda
- Visualización de la temperatura ambiente
- Muestra todas las alarmas (mostradas como texto, sin códigos)
- Protegido con una contraseña de 3 niveles
- Indicación del nivel de la batería
- Memoria integrada durante 30 años
- El texto de la pantalla está disponible en diferentes idiomas



5 años de garantía en el compresor.



Code	Description	Packaging
LLG09699320	Ultra low temperature freezer ULTF 80,	1 pz.
LLG09699321	Ultra low temperature freezer ULTF 220,	1 pz.
LLG09699322	Ultra low temperature freezer ULTF 320,	1 pz.
LLG09699323	Ultra low temperature freezer ULTF 420,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

