

**Armarios para ácidos y bases SL-CLASSIC con puertas de alas**

asecos

**Armarios para ácidos y bases SL-CLASSIC con puertas de alas**

- almacenamiento seguro y aprobado de materiales peligrosos agresivos y no inflamables en las salas de trabajo
- construcción robusta y duradera, elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, fácil de limpiar
- almacenamiento seguro con dos compartimentos de almacenamiento herméticamente separados
- puertas con cierre de cilindro (posibilidad de integración en el sistema de cierre)
- ayudas de ajuste integradas para compensar el suelo desigual
- conductos de aire integrados sin metal listos para ser conectados (NW 75) a un sistema de escape técnico con una sola entrada de aire de extracción
- Estantes extraíbles: de alta calidad y construcción robusta con sumidero de plástico extraíble, capacidad de carga de 25 kg (carga distribuida uniformemente), capacidad de 15 litros

**Material de suministro:** Armario para ácidos y álcalis SL-CLASSIC incl. equipamiento interior, Modelo SL.196.120.MV con 8 o 12 estantes extraíbles, Modelo SL.196.060.MH con 4 o 6 estantes extraíbles



**Se dispone de una amplia variedad de versiones de armarios bajo pedido.**

**Especificaciones**

**Dimensiones exteriores (An x L x Alt):**

**SL.196.120.MV:**

**SL.196.60.MH:**

**1197 x 603 x 1965 mm**

**597 x 603 x 1965 mm**

**Dimensiones interiores (An x L x Alt):**

**SL.196.120.MV:**

**SL.196.60.MH:**

**2 x 485 x 570 x 1869 mm**

**2 x 485 x 570 x 914 mm**

**Peso del armario:**

**SL.196.120.MV:**



**SL.196.60.MH:**

**160 kg**

**125 kg**

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG09840691	Safety cabinet SL-CLASSIC1197 x 603 x 1	1 pz.
LLG09840692	Safety cabinet SL-CLASSIC597 x 603 x 19	1 pz.
LLG09840701	Safety cabinet SL-CLASSIC1197 x 603 x 1	1 pz.
LLG09840702	Safety cabinet SL-CLASSIC597 x 603 x 19	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

