

**Rack per tubi NMR, polipropilene****Bel-Art Products**

Rack per tubi NMR, polipropilene. Rack in polipropilene con maniglie di trasporto dotato di un ponte superiore con fori e un supporto ponte inferiore per le estremità dei tubi. Impilabile. Per 72 provette con 3 o 5 mm di diametro. Dimensioni: 213x115x222 mm (LxPxA).



Code	Description	Packaging
LLG09301065	Rack per tubi NMR, per 72 provette, Ø 3 o 5 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

