

**Liner de entrada y juntas tóricas para el CG Agilent**

SGE Analytical Science

Liner de entrada y juntas tóricas para el CG Agilent

Liner de entrada para Agilent 5890, 6850, 6890, 7890 y HP4890. Los liners de entrada de SGE se presentan envasados individualmente.

- Packs de 5 o de 25 unidades envasadas individualmente.
- Completos con las juntas tóricas y anillos de sellado apropiados
- Cada paquete se suministra con los resultados de los tests de calidad.



Code	Description	Packaging
LLG06223552	Liner AG 4 mm ID FOCPack of 5/5	5 pz.
LLG06223553	Liner AG 4 mm ID TAPFOCPack of 5/5	5 pz.
LLG06223554	Liner AG 2.3 mm ID FOCPack of 5/5	5 pz.
LLG06236751	LINER AG 4mm ID TAPER QW,pack of 5/5	5 pz.
LLG06239332	Liner AG 4 mm ID FOCpack of 25/25	25 pz.
LLG06287548	Inlet Liners Tapered with Quartz Wool/5	5 pz.
LLG07653145	Liner AG 4 mm ID STRGTpack of 5/5	5 pz.
LLG09003572	Liner AG 4 mm ID TAPFOCUSpack of 25/25	25 pz.
LLG09003576	Liner AG 4 mm ID QWpack of 5/5	5 pz.
LLG09003579	Liner AG 4 mm ID TAPERpack of 5/5	5 pz.
LLG09003586	Liner AG 2.3 mm ID FOCUSpack of 5/5	5 pz.
LLG09003587	Liner AG 4 mm CONNECTITE BOT HOLEpack/5	5 pz.
LLG09003588	Liner AG 4mm ID GN QWpack of 5/5	5 pz.
LLG09221277	VITON O-ring HP LNRpack of 10/10	10 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

