

**Férulas para Agilent GC**

Férulas de alto valor cualitativo de un 100% de grafito o de un 15% de grafito / 85% Vespel

Tipo A: 15% Grafito / 85% Vespel, para inyectoros y detectores a presión atmosférica (por ejemplo: FID)

Tipo B: 15% Grafito / 85% Vespel, para compuestos de la interfaz GC-MS

Tipo C: 100% Grafito, para inyectoros y detectores a presión atmosférica (no para GC-MS)



Code	Description	Packaging
LLG07652355	Ferrules OGFS-16-005 Graphfor gaschr/10	10 pz.
LLG09221280	Graphite ferrules OGFS-16-008pack of/10	10 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

