



**Jeringas para el automuestreador Agilent CG**

**SGE Analytical Science**

**Jeringas para el automuestreador Agilent CG**

Jeringas CG para el automuestreador Agilent 7673, 7683 y 6850

- Con aguja fija o extraíble
- Dos agujas de diferentes diámetros y agujas cónicas
- Alta reproducibilidad, bajo arrastre



Code	Description	Packaging
LLG06050962	Syringes for Agilent GC autosampler 10µl	6 pz.
LLG06072528	Syringes for Agilent GC autosampler, 5µl	6 pz.
LLG06089587	Syringes x Agilent GC autosampler, 10µl	1 pz.
LLG06203350	Syringes for Agilent GC autosampler, 5µl	1 pz.
LLG06204103	Syringes for Agilent GC autosampler, 5µl	6 pz.
LLG06205076	Syringes for Agilent GC autosampler 5µl	6 pz.
LLG06206502	Syringes for Agilent GC autosampler 10µl	6 pz.
LLG06226427	Syringe 10F-AG-0.63/0.4710 µl	1 pz.
LLG06228788	Microlitre syringe 0.5BR-AG-0.470.5 µl	1 pz.
LLG06254971	Microliter syringe SK-10F-AG634710 µl/6	6 pz.
LLG09221270	Microliter syringe 5F-AG-0.63/0.475 µl	1 pz.
LLG09221271	Microliter syringe 10F-AG-GT-0.63/0.471	1 pz.
LLG09221272	Syringes SK-10F-AG-GT-63/4710µl, pack/6	6 pz.
LLG09221273	Microliter syringe 5F-AG-0.635 µl	1 pz.
LLG09221274	Microliter syringe 10F-AG-0.4710 µl	1 pz.
LLG09221275	Microliter syringes 0.5BR-AG-0.630.5 µl	1 pz.
LLG09221276	Microliter syringes 1BR-AG-0.631 µl	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

