



Cubetas W680

Cubetas W680

Cubetas de vidrio óptico de 17 mm x 75 mm, para el Comparador 2000+ y el Comparador 3000 utilizando muestras no calentadas (hasta 40 °C).

Se pueden obtener más versiones a petición.



Code	Description	Packaging
LLG09600781	Optical glass cell W680/OG/10 path le/1	1 pz.
LLG09600782	Optical glass cell W680/OG/25 path le/1	1 pz.
LLG09600784	Optical glass cell W680/OG/40 path le/1	1 pz.
LLG09947172	Optical glass cell W680/OG/2.5 path l/1	1 pz.
LLG09947173	Optical glass cell W680/OG/5 path len/1	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

