



Cubetas W680

Cubetas W680

Cubetas de vidrio óptico de 17 mm x 75 mm, para el Comparador 2000+ y el Comparador 3000 utilizando muestras no calentadas (hasta 40 °C).

Se pueden obtener más versiones a petición.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09600781 | Optical glass cell W680/OG/10 path le/1 | 1 pz. |
| LLG09600782 | Optical glass cell W680/OG/25 path le/1 | 1 pz. |
| LLG09600784 | Optical glass cell W680/OG/40 path le/1 | 1 pz. |
| LLG09947172 | Optical glass cell W680/OG/2.5 path l/1 | 1 pz. |
| LLG09947173 | Optical glass cell W680/OG/5 path len/1 | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

