

**Jeringas para el automuestreador CG de CTC / Thermo**

SGE Analytical Science

Jeringas para el automuestreador CG de CTC / Thermo

Jeringas para CTC Analytics CombiPal y GC PAL.

- Con aguja fija o extraíble
- Dos diámetros de aguja diferentes (punta de la aguja: cono)
- Alta reproducibilidad, bajo arrastre
- Tipo A para Thermo TriPlus, Tipo B para Thermo TriPlus AS3000, AS2000, AS200/80



Code	Description	Packaging
LLG06269487	Syringe 10R-BT-GT-0.47C 10 µl	1 pz.
LLG07607297	Syringe 10F CTC-0,6310 µl, for Kas	1 pz.
LLG07607298	Siringhe per autocampionatori CTC Calib	1 pz.
LLG07612636	Autosampler syringes SK-10F-C/F-5/0.47C	6 pz.
LLG07628136	Microliter syringe 25F-C/T-0.63C 25 µl	1 pz.
LLG07628769	Microliter syringe 10R C/T-5/0.47 10 µl	1 pz.
LLG07629523	Syringe 10R-C/T-GT-0.47C 10 µl	1 pz.
LLG07656984	Syringe 10F-C/T-GT-5/0.63C 10 µl	1 pz.
LLG07900714	Szringe 5F-C/T-5/0.47C 5 µl	1 pz.
LLG09221289	Microliter syringe 10F-C/T-GT-5/0.47C10	1 pz.
LLG09221290	Microliter syringe SK-10F-C/T-GT-5/0./6	6 pz.
LLG09221291	Microliter syringe SK-10F-C/T-5/0.63C/6	6 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

