

**Liner de inyección para Perkin Elmer CG**

SGE Analytical Science

Liner de inyección para Perkin Elmer CG

Liner de inyección para el sistema Perkin-Elmer y Clarus 500, 600. Los liners de inyección de SGE se presentan como unidades completas, envasadas individualmente: Envase de 5 o 25 piezas. Liner extraíble. Completo con las juntas tóricas y los anillos de sellado apropiados para el instrumento. Cada paquete se suministra con los resultados de las pruebas de calidad.



Code	Description	Packaging
LLG06206049	Inlet Liner for Perkin-Elmer GC	5 pz.
LLG06206050	Inlet Liner for Perkin-Elmer GC	5 pz.
LLG09003567	Liner PE 4 mm ID TAPFOCUSpack of 5/5	5 pz.
LLG09003568	Liner PE PSS 2 mm ID FOCUSpack of 5/5	5 pz.
LLG09003569	Liner PE 1 mm ID PTV GNpack of 5/5	5 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

