

**Jeringas para inyector automático de CG Perkin-Elmer**

SGE Analytical Science

Jeringas para inyector automático de CG Perkin-Elmer

Jeringas CG para todos los automuestreadores Perkin-Elmer, por ejemplo, Clarus.

- Con aguja fija o extraíble
- Dos diámetros de aguja distintos
- Todas las agujas son de 70 mm de longitud y disponen de punta de aguja cónica
- Alta reproducibilidad, bajo arrastre.



Code	Description	Packaging
LLG06204955	Syringes for Perkin-Elmer GC autosam.	1 pz.
LLG09221281	Microliter syringe 5F-PE-0.475 µl	1 pz.
LLG09221282	Microliter syringe 5F-PE-0.635 µl	1 pz.
LLG09221283	Microliter syringe 5F-PE-GT-0.475 µl, g	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

