

**Micropipette a singolo canale LLG-proMLP****LLG Labware**

Micropipette a singolo canale LLG-proMLP.

Le nuove micropipette LLG-proMLP a singolo canale combinano elevata accuratezza e affidabilità con una forza di pipettaggio estremamente bassa ed ergonomica che allevia lo stress per mano e pollice. Sono state costruite per mantenere l'accuratezza per molti anni, rendendo queste pipette la scelta ideale per tutti i lavori scientifici che richiedono pipettaggi esatti e riproducibili.

Le pipette LLG-proMLP sono equipaggiate con un pulsante di eiezione\* regolabile che consente sia ad utilizzatori destri che mancini di regolare il pulsante secondo le loro esigenze. Completano queste pipette di alta qualità, il meccanismo interno di blocco del volume ed il prezzo competitivo. Volumi disponibili da 0.2 µl a 10 ml.

- Alta qualità **Made in France**.
- Elevata accuratezza, affidabilità e riproducibilità.
- Estremamente leggere pur rimanendo robuste.
- Ergonomicità perfetta per comfort elevato.
- Pulsante con codifica colore per utilizzo rapido.
- Forza di pipettaggio estremamente bassa.
- **Meccanismo interno di blocco del volume** per risultati privi di errori.
- **Pulsante di eiezione\* regolabile per utilizzatori destri e mancini.**
- Completamente autoclavabili a 121 °C.
- Complete di certificato individuale di calibrazione (secondo EN ISO 8655).

\*non disponibile per pipette da 5 ml e 10 ml,

**La fornitura include:** pipetta microlitro, strumento di calibrazione.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06270420 | Micropipette singolo canale proMLP, 0,2-2µl, Codice colore arancione scuro   | 1 pz      |
| LLG06270421 | Micropipette singolo canale proMLP, 0,5-10µl, Codice colore rosso            | 1 pz      |
| LLG06270422 | Micropipette singolo canale proMLP, 2-20µl, Codice colore giallo chiaro      | 1 pz      |
| LLG06270423 | Micropipette singolo canale proMLP, 10-100µl, Codice colore arancione chiaro | 1 pz      |
| LLG06270424 | Micropipette singolo canale proMLP, 20-200µl, Codice colore giallo scuro     | 1 pz      |
| LLG06270425 | Micropipette singolo canale proMLP, 100-1000µl, Codice colore blu scuro      | 1 pz      |
| LLG06270426 | Micropipette singolo canale proMLP, 500-5000µl, Codice colore porpora        | 1 pz      |
| LLG06270427 | Micropipette singolo canale proMLP, 1000-10000µl, Codice colore blu chiaro   | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

