




## Porte-tubes à essai LLG, PP, 80 puits

### Porte-tubes à essai LLG, PP, 80 puits

En polypropylène robuste. Convient pour le rangement de microtubes de 1,5 à 2,0 ml (5 x 16 trous) dans la plage de température de -80 °C à 121 °C.

Numérotation en relief pour identifier facilement les échantillons. Autoclavable (121 °C).



Code	Description	Packaging
LLG04672063	Porte-tubes LLG, PP, 80 p, jaune pack 5	5 pz



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
Chaussée du Vexin – 27106  
Val de Reuil cedex  
N° TVA: FR 63391048824  
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

