



Pots cylindriques avec bouchon, HDPE

Pots cylindriques avec bouchon, HDPE

Pot cylindrique en HDPE avec opercule et bouchon. Grâce au col large, ces pots sont idéaux pour les poudres, les échantillons solides ou semi-solides, les crèmes et les solutions aqueuses.

Compatible avec un usage alimentaire.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04672393 | Pots cylindriques 1000 mL, HDPE blanc/10 | 10 pz |
| LLG09073444 | Pots cylindriques 1500 mL, HDPE blanc/10 | 10 pz |
| LLG09073446 | Pots HDPE 2L stériles pack 10 | 10 pz |



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

