

**Imprimantes pour instruments Mettler Toledo****Convient pour les instruments METTLER TOLEDO suivants:**

RS -P25 , RS -P26 , RS -P28 : SevenExcellenceä , SevenCompactä , FiveEasy Plusä , SevenMultiä

RS-P25/USB-P25 : SevenExcellenceä

RS -P26 , RS -P28 : SevenGo PROä , SevenGo pro Duoä , Densito , Refracto , SevenEasyä

Fourni avec: imprimante , câble d'alimentation, câble d'interface , 1 rouleau de papier, 1 cartouche de ruban

Fonctions Pour modèles

Horloge temps réel intégrée, touche Zéro / Tare RS-P26, RS-P28

Applications statistiques, total RS-P28

Interface RS232: RS-P25, RS-P26, RS-P28

Type d'imprimante: matricielle

Cartouche ruban: Echangeable, encre noire

Rouleau de papier: Papier standard 57,5 mm (W), Ø max 60 mm

Qualité d'impression: Papier thermostable et résistant à la lumière (GxP)

Interface: RS232C, connecteur mâle à 9 broches ou USB * (* SevenExcellence UNIQUEMENT)

Dimensions (l x p x h): 120 x 203 x 73mm

Poids net: 740g (rouleau de papier inclus)



Code	Description	Packaging
LLG06252178	Imprimantes RS-P25 Mettler Toledo	1 pz.
LLG06251155	Imprimantes pour instruments Mettler Toledo, Type RS-P26	1 pz.
LLG09773710	Imprimantes pour instruments Mettler Toledo, Type RS-P28	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

