

**Dessiccateur Star-Thermo, PMMA/verre****BOLA****Dessiccateur Star-Thermo, PMMA/verre**

A l'intérieur des nouveaux dessiccateurs SICCO Star-Thermo avec chauffage intégré, vous pourrez stocker vos échantillons et produits à température constante. Température sélectionnable librement depuis 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 60°C max. La ventilation sur la face arrière aspire l'air à l'intérieur du dessiccateur et le rejète sur la spirale de chauffage. En même temps, l'air chauffé revient dans le dessiccateur. La circulation de l'air produit un chauffage homogène de l'espace intérieur.

Système à double parois (intérieur en verre, extérieur en PMMA), 4 étagères en PMMA incluses, peut accepter jusqu'à 26 étagères. Chauffage intégré (850 W) avec capteur de température et circulation d'air.

Caractéristiques**Parois : transparentes****Matériau : PMMA / verre****Résistance à la température : -20°C à +70°C****Charge max totale par étagère : 2,5 kg****Charge max totale : 10 kg**

Code	Description	Packaging
LLG09042640	Dessiccateur Star-Thermo, Volume 42 l	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



*CARLO ERBA
Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

