


**Pointes à filtre LLG Low Retention 2.0, PP****LLG Labware****Pointes à filtre LLG Low Retention 2.0, PP**

La nouvelle génération des pointes à filtre LLG-Labware avec faible rétention de liquide. Disponibles en racks dans des boîtes faciles à ouvrir avec des inserts en couleur. Compatibles avec toutes les marques de pipettes courantes. La table de compatibilité correspondante est disponible sur [www.llg-labware.com](http://www.llg-labware.com) dans la rubrique Downloads.

- Amélioration de la transparence optique et de l'ajustement
- Inserts de racks à code couleur pour une identification facile
- Graduées
- Stériles
- Sans DNase ni RNase



Code	Description	Packaging
LLG04668784	Pointes à filtre LLG Low Retention 2.0, transparent , Volume 0,1 ... 10 µl 10x96	960 pz
LLG04668785	Pointes à filtre LLG Low Retention 2.0, XL, transparent , Volume 0,1 ... 10 µl 10x96	960 pz
LLG04668786	Pointes à filtre LLG Low Retention 2.0, PP, transparent , Volume 1 ... 20 µl	960 pz
LLG04668787	Pointes à filtre LLG Low Retention 2.0, PP, transparent , Volume 1 ... 100 µl	10x96 pz
LLG04668788	Pointes à filtre LLG Low Retention 2.0, transparent , Volume 1 ... 200 µl	10 x 96 pz
LLG04668789	Pointes à filtre LLG Low Retention 2.0, PP, transparent , Volume 100 ... 1000 µl	8 x 96



**CARLO ERBA Reagents S.A.S.**  
 Chaussée du Vexin – 27106  
 Val de Reuil cedex  
 N° TVA: FR 63391048824  
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

