

**Rubans de marquage LLG**

Pour l'étiquetage et servir de code couleurs pour tubes et ustensiles de laboratoire. Solides et durables. Résistants à l'eau. Peuvent supporter des températures de -23 °C à 121 °C. On peut facilement écrire sur les rubans et les enlever sans laisser de traces. Rouleaux de 12,7 m.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04663401 | Rubans de marquage, Largeur 12.7 mm, Couleur blanc | 6 pz |
| LLG04663403 | Rubans de marquage, Largeur 12.7 mm, Couleur vert | 6 pz |
| LLG04663405 | Rubans de marquage, Largeur 12.7 mm, Couleur orange | 6 pz |
| LLG04663406 | Rubans de marquage, Largeur 12.7 mm, Couleur bleu | 6 pz |
| LLG04663408 | Rubans de marquage, Largeur 12.7 mm, Couleur 3 bleus, 3 verts, 3 orange, 3 rouges, 5 blancs, 4 jaunes, 3 roses | 24 pz |



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

